

Gedetailleerde lijst van specifieke activiteiten (behorend tot de flexibele scope) die onder andere

VERSIE (versie beheer door laborant);

Informatie die minstens aanwezig moet zijn in gedetailleerde lijst

Testcode	Bij flexibiliteit op product/maatniveau of op:	Bij flexibiliteit op gemeten eigenschap/parametersniveau:	Specifieke gemeten eigenschap/parameter	Referentie + versie van gebruikte beproevingsmethode	Kolom eind te behouden indices relevant:	Activiteit uitgevoerd in volgende activiteitencentra	Datum sinds wanneer deze activiteit onder accreditatie valt
Testcode zoals vermeld in BELAC flexibele scope	referentie van de interne testprocedure of anderszins unieke identificatie-code voor de individuele activiteit	groep van gemeten eigenschappen/parameters zoals vermeld in BELAC flexibele scope	Doels vermeld in BELAC scope of vallend onder de voorwoordende groep van gemeten eigenschappen/parameters	Referentie-variantie van gebruikte gestandaardiseerde methode OF referentie-variantie van gebruikte kit OF referentie-variantie van gebruikte afgestelde methode OF referentie-variantie van gebruikte eigen methode	Referentie + versie van de relevante	Test- of meetprincipe/ meettechniek zoals vermeld in BELAC flexibele scope	(na formele goedkeuring management)
<b>flex scope TOX</b>							
TOX/M.90	TOX/M.90	bloed	ethanol	TOX/M.90 versie 5		headspace GC-FID (single column)	NICC - labo TOX 2021
TOX/M.96	TOX/M.96	bloed	ethanol	TOX/M.96 versie 1		headspace GC-FID (dual column)	NICC - labo TOX 2024
TOX/M.32	TOX/M.32	speeksel	delta-9-THC	TOX/M.32 versie 15		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2011
TOX/M.36	TOX/M.36	bloed	amfetamine	TOX/M.36 versie 18		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2011
TOX/M.36	TOX/M.36	bloed	MDMA	TOX/M.36 versie 18		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2011
TOX/M.39	TOX/M.39	bloed	cocaine	TOX/M.39 versie 17		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2013
TOX/M.39	TOX/M.39	bloed	benzoylcocaine	TOX/M.39 versie 17		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2013
TOX/M.46	TOX/M.46	bloed	morfine	TOX/M.46 versie 7		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2018
TOX/M.46	TOX/M.46	bloed	Δ9-tetrahydrocannabinol (THC)	TOX/M.46 versie 7		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2018
TOX/M.46	TOX/M.46	bloed	11-hydroxy-Δ9-tetrahydrocannabinol (THC-OH)	TOX/M.46 versie 7		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2018
TOX/M.46	TOX/M.46	bloed	11-nor-9-carboxy-Δ9-tetrahydrocannabinol (THC-COOH)	TOX/M.46 versie 7		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2018
TOX/M.74	TOX/M.74	urine	11-nor-9-carboxy-Δ9-tetrahydrocannabinol (THC-COOH)	TOX/M.74 versie 6		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2019
TOX/M.76	TOX/M.76	urine	morfine	TOX/M.76 versie 5		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2019
TOX/M.76	TOX/M.76	urine	cocaine	TOX/M.76 versie 5		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2019
TOX/M.76	TOX/M.76	urine	6-MAM	TOX/M.76 versie 5		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2019
TOX/M.76	TOX/M.76	urine	benzoylcocaine	TOX/M.76 versie 5		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2019
TOX/M.76	TOX/M.76	urine	methadon	TOX/M.76 versie 5		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2019
TOX/M.76	TOX/M.76	urine	amfetamine	TOX/M.76 versie 5		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2019
TOX/M.76	TOX/M.76	urine	metanfetamine	TOX/M.76 versie 5		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2019
TOX/M.76	TOX/M.76	urine	MDMA	TOX/M.76 versie 5		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2019
TOX/M.76	TOX/M.76	urine	MDA	TOX/M.76 versie 5		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2019
TOX/M.85	TOX/M.85	urine	ethylglucuronide (EIG)	TOX/M.85 versie 3		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2021
TOX/M.85	TOX/M.85	urine	ethylsulfaat (EIS)	TOX/M.85 versie 3		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2021
TOX/M.86	TOX/M.86	haar	phosphatidylcholine (PC) 16:0/18:1	TOX/M.86 versie 2		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2021
TOX/M.91	TOX/M.91	haar	ethylglucuronide (EIG)	TOX/M.91 versie 2		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2023
TOX/M.94	TOX/M.94	speeksel	amfetamine	TOX/M.94 versie 3		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2024 (LLE)
TOX/M.94	TOX/M.94	speeksel	MDMA	TOX/M.94 versie 3		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2024 (LLE)
TOX/M.94	TOX/M.94	speeksel	benzoylcocaine	TOX/M.94 versie 3		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2024 (LLE)
TOX/M.94	TOX/M.94	speeksel	cocaine	TOX/M.94 versie 3		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2024 (LLE)
TOX/M.94	TOX/M.94	speeksel	6-MAM	TOX/M.94 versie 3		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2024 (LLE)
TOX/M.94	TOX/M.94	speeksel	morfine	TOX/M.94 versie 3		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2024 (LLE)
TOX/M.97	TOX/M.97	haar	amfetamine	TOX/M.97 versie 1		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2024
TOX/M.97	TOX/M.97	haar	cocaine	TOX/M.97 versie 1		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2024
TOX/M.97	TOX/M.97	haar	benzoylcocaine	TOX/M.97 versie 1		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2024
TOX/M.97	TOX/M.97	haar	norcocaine	TOX/M.97 versie 1		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2024
TOX/M.97	TOX/M.97	haar	cocaine	TOX/M.97 versie 1		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2024
TOX/M.97	TOX/M.97	haar	m-OH-benzoylcocaine	TOX/M.97 versie 1		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2024
TOX/M.97	TOX/M.97	haar	ketamine	TOX/M.97 versie 1		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2024
TOX/M.97	TOX/M.97	haar	norfetamine	TOX/M.97 versie 1		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2024
TOX/M.97	TOX/M.97	haar	MDMA	TOX/M.97 versie 1		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2024
TOX/M.97	TOX/M.97	haar	MDA	TOX/M.97 versie 1		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2024
TOX/M.97	TOX/M.97	haar	metanfetamine	TOX/M.97 versie 1		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2024
TOX/M.97	TOX/M.97	haar	6-MAM	TOX/M.97 versie 1		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2024
TOX/M.97	TOX/M.97	haar	morfine	TOX/M.97 versie 1		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2024
TOX/M.97	TOX/M.97	haar	cocaine	TOX/M.97 versie 1		UPLC-MS/MS	NICC - labo TOX 2024
<b>flex scope DRU</b>							
DRU/M.06	DRU/M.06	poeders	cocaine	DRU/M.06 versie 15		GC-FID	NICC-labo DRU 2016
DRU/M.18	DRU/M.18	poeders	cocaine	DRU/M.18 versie 10		GC-MS	NICC-labo DRU 2018
DRU/M.15	DRU/M.15	poeders	heroïne	DRU/M.15 versie 11		GC-FID	NICC-labo DRU 2018
DRU/M.18	DRU/M.18	poeders	heroïne	DRU/M.18 versie 10		GC-MS	NICC-labo DRU 2018
DRU/M.20	DRU/M.20	plantaardig materiaal	tetrahydrocannabinol (THC)	DRU/M.20 versie 16		GC-FID	NICC-labo DRU 2018
DRU/M.20	DRU/M.20	haren	tetrahydrocannabinol (THC)	DRU/M.20 versie 16		GC-FID	NICC-labo DRU 2019
DRU/M.18	DRU/M.18	plantaardig materiaal	tetrahydrocannabinol (THC)	DRU/M.18 versie 10		GC-MS	NICC-labo DRU 2018
DRU/M.18	DRU/M.18	haren	tetrahydrocannabinol (THC)	DRU/M.18 versie 10		GC-MS	NICC-labo DRU 2019
DRU/M.23	DRU/M.23	poeders	amfetamine	DRU/M.23 versie 11		GC-FID	NICC-labo DRU 2016
DRU/M.23	DRU/M.23	kristallen	amfetamine	DRU/M.23 versie 11		GC-FID	NICC-labo DRU 2016
DRU/M.23	DRU/M.23	tabletten	amfetamine	DRU/M.23 versie 11		GC-FID	NICC-labo DRU 2016
DRU/M.18	DRU/M.18	poeders	amfetamine	DRU/M.18 versie 10		GC-FID	NICC-labo DRU 2016
DRU/M.18	DRU/M.18	kristallen	amfetamine	DRU/M.18 versie 10		GC-MS	NICC-labo DRU 2016
DRU/M.18	DRU/M.18	tabletten	amfetamine	DRU/M.18 versie 10		GC-MS	NICC-labo DRU 2016
DRU/M.23	DRU/M.23	poeders	MDMA	DRU/M.23 versie 11		GC-FID	NICC-labo DRU 2016
DRU/M.23	DRU/M.23	kristallen	MDMA	DRU/M.23 versie 11		GC-FID	NICC-labo DRU 2016
DRU/M.18	DRU/M.18	poeders	MDMA	DRU/M.18 versie 10		GC-MS	NICC-labo DRU 2016
DRU/M.18	DRU/M.18	kristallen	MDMA	DRU/M.18 versie 10		GC-MS	NICC-labo DRU 2016
DRU/M.23	DRU/M.23	poeders	MDMA	DRU/M.23 versie 11		GC-MS	NICC-labo DRU 2016
DRU/M.23	DRU/M.23	kristallen	MDMA	DRU/M.23 versie 11		GC-FID	NICC-labo DRU 2016
DRU/M.18	DRU/M.18	poeders	metanfetamine	DRU/M.18 versie 10		GC-FID	NICC-labo DRU 2016
DRU/M.18	DRU/M.18	tabletten	metanfetamine	DRU/M.18 versie 10		GC-FID	NICC-labo DRU 2016
DRU/M.18	DRU/M.18	poeders	metanfetamine	DRU/M.18 versie 10		GC-MS	NICC-labo DRU 2024
DRU/M.18	DRU/M.18	kristallen	metanfetamine	DRU/M.18 versie 10		GC-MS	NICC-labo DRU 2024
DRU/M.18	DRU/M.18	tabletten	metanfetamine	DRU/M.18 versie 10		GC-MS	NICC-labo DRU 2024
<b>flex scope DNA</b>							
DNAM.22	DNAM.22	forensische sporen (vast en voelbaar) traces forensiques (sur support et liquide)	bloed	sang	Hemastix - DNAM.22 versie 7	enzymatisch (hemoglobine)	NICC-labo DNA 2004
DNAM.38	DNAM.38	forensische sporen (vast en voelbaar) traces forensiques (sur support et liquide)	bloed	sang	Hexagon OBTI test DNAM.38 ver 10	immunologisch (hemoglobine)	NICC-labo DNA 2004
DNAM.88	DNAM.88	forensische sporen (vast en voelbaar) traces forensiques (sur support et liquide)	speeksel	salive	Human Saliva RSID kit DNAM.88 ver 13	immunologisch (amylase)	NICC-labo DNA 2011
DNAM.110	DNAM.110	stoffen (kleed), bedgoed) tissues (vétements, literie)	speeksel	salive	Phadebas Forensic press test DNAM.110 ver 4	enzymatisch (amylase)	NICC-labo DNA 2017
DNAM.06 + DNAM.118	DNAM.06 + DNAM.118	forensische sporen (vast en voelbaar) traces forensiques (sur support et liquide)	spervloeistof	liquide séminal	PSA - DNAM.06 ver 17	immunologisch (PSA)	NICC-labo DNA 2004
DNAM.129	DNAM.129	stoffen (kleed), bedgoed) tissues (vétements, literie)	spervloeistof	liquide séminal	Sperm Tracker - DNAM.129 ver 4	enzymatisch (zure fosfatasen)	NICC-labo DNA 2022
DNAM.71	DNAM.71	referentiemateriaal persoon (wangslimvles, bloed) matériel de référence d'une personne (prélèvement buccal, sang)	DNA	DNA	Maxwell 16 extractionsysteem (Promega), DNAM.71 v14	commerciële DNA-extractie (Promega)	NICC-labo DNA 2010
DNAM.83	DNAM.83	sperma	DNA	DNA	DifferexTM & Maxwell FSC, DNAM.83 v3	differentiële DNA-extractie	NICC-labo DNA 2016
DNAM.117	DNAM.117	forensische sporen (vast en voelbaar) traces forensiques (sur support et liquide)	DNA	DNA	Maxwell FSC, DNAM.117 v12	commerciële DNA-extractie (Promega)	NICC-labo DNA 2017
DNAM.144	DNAM.144	historische tandsporen	DNA	DNA	Dinasy BioS8 Titovus kit, DNAM.144 v1	commerciële DNA-extractie (Qiagen)	NICC-labo DNA 2025
DNAM.140	DNAM.140	historische tandsporen	DNA	DNA	DNAM.140 v1	ancient DNA methode	NICC-labo DNA 2023
DNAM.86 + DNAM.135	DNAM.86 + DNAM.135	DNA-antest Extrakt d'ADN	kwantificatie van DNA	quantification de l'ADN	DNAM.86 v1.1 + DNAM.135 v4.1	Pipeteenbot (Hamilton) + Quantiflex Pro kit op OC5 toestel	NICC-labo DNA 2008
DNAM.19	DNAM.19	DNA	DNA amplificatie (manuele inzet)	Amplification d'ADN (manue)	DNAM.19 v00	manuele PCR inzet	NICC-labo DNA 2010
DNAM.85	DNAM.85	DNA	DNA-amplificatie (Hamilton pipeteerrobot)	Amplification d'ADN (robot de pipetage Hamilton)	DNAM.85 v12.1	Hamilton MicroLab Starlet pipeteerrobot inzet	NICC-labo DNA 2011
DNAM.92	DNAM.92	speeksel; en bloedstalen (referentiële) échantillons de salive et de sang (personne de référence)	DNA-amplificatie (Direct PCR)	Amplification directe d'ADN	DNAM.92 v16	PCR inzet rechtstreeks op staal	NICC-labo DNA 2013
DNAM.119	DNAM.119	DNA-amplificatiest Amplicon ADN	Geautomatiseerde Post PCR set-up	Post PCR set-up automatisé	DNAM.119 v7	Robot voorbereiding	NICC-labo DNA 2020

DNAM.89	DNAM.89	DNA-amplificaat Amplicon ADN	Capillaire elektroforese Electroforese capillaire	ABI 3500xl sequencer	DNAM.89 v16	Fragmentanalyse op sequencer	NICC-labo DNA	2011
DNAM.65	DNAM.65	DNA fragmenten Fragments d'ADN	DNA-profielbepaling Etablissement profil génétique	GeneMapper ID-X software	DNAM.65 v18	Profielbepaling	NICC-labo DNA	2009
DNAM.49	DNAM.49	DNA-profielen Profils génétiques	Berekening van waarschijnlijkheid Calcul de probabilités	Lmix Studio software	DNAM.49 v9	Lmix Studio software	NICC-labo DNA	2015
DNAM.120	DNAM.120	DNA-profielen Profils génétiques	Opstellen DNA-profielen Etablissement profil génétique	Consensus software	DNAM.120 v6	Consensus software	NICC-labo DNA	2019
DNAM.143	DNAM.143	DNA-profielen Profils génétiques	Vergelijken van DNA-profielen Comparaison des profils génétiques	DNAx software	DNAM.143 v2	DNAx software	NICC-labo DNA	2024
DNAM.44	DNAM.44	DNA-extract Extrait d'ADN	gelelektroforese (schatting hoeveelheid mitochondriaal DNA) électrophorèse sur gel (estimation quantité ADN mitochondrial)		DNAM.44 v15	gelelektroforese	NICC-labo DNA	2013
DNAM.42 + DNAM.43 + DNAM.124	DNAM.42 + DNAM.43 + DNAM.124	DNA-extract Extrait d'ADN	amplificatie mitochondriaal DNA amplification d'ADN mitochondrial		DNAM.42 v17 + DNAM.43 v14 + DNAM.124 v5	mitochondriaal DNA amplificatie	NICC-labo DNA	2010
DNAM.45	DNAM.45	DNA-amplificaat Amplicon ADN	opzuivering amplicon purification amplicon	enzAP-IT	DNAM.45 v10	pré-sequencing zuivering	NICC-labo DNA	2010
DNAM.47	DNAM.47	DNA-amplificaat Amplicon ADN	sequentieactie réaction de séquence	big dye sequencing (ThermoFisher)	DNAM.47 v17	sequencing	NICC-labo DNA	2010
DNAM.115	DNA/115	sequentieamplificatie amplicon de séquence	capillaire elektroforese electrophorèse capillaire	ABI 3500xl sequencer	DNAM.115 v7	sequentieanalyse	NICC-labo DNA	2013
DNAM.68	DNAM.68	Sequentieanalyse Analyse de séquence	Sequentieanalyse Analyse de séquence	Empop (databank)	DNAM.68 v6	Empop (databank)	NICC-labo DNA	2015
DNAM.70	DNAM.70	Sequentieanalyse Analyse de séquence	Sequentieanalyse Analyse de séquence	SecScape (software)	DNAM.70 v8	SecScape (software)	NICC-labo DNA	2013